



Guía de Inicio Rápido para la  
Aplicación Móvil  
(Versión iPad)

# Buscando la aplicación en la tienda de aplicaciones

iPad

5:49 PM

73%

iPad Only ▾

Any Price ▾

All Categories ▾

By Relevance ▾

All Ages ▾

labcheck



Labcheck On The...  
Analysts I...



Labcheck On The Go 4+  
Analysts Inc. >





Details

Reviews

Related

iPad



## Description

The must-have mobile app for viewing your used oil analysis results

- Get instant access to your sample inbox
- Set notifications for receiving critical sample results
- Set user-defined sample result severity levels

Para encontrar la aplicación en la tienda App, busque "Labcheck". Pulse el botón +GET para instalar la aplicación en su iPhone.



Featured



Categories



Top Charts



## Labcheck Mobile Login

Sign In

[Forgot your Username and Password](#)

[Request New Account](#)

Ingrese su nombre de usuario y contraseña y pulse el botón **Sign In**. Sus credenciales de acceso son iguales a la versión de escritorio.

# Restablecimiento de Contraseña



## Username and Password Reminder

Forgot your Username and Password?

Just enter the email address you used when you registered. We will send your user name and a reset password to that address.

Send

Close

Si usted olvidó su nombre de usuario y/o contraseña, haga clic en el enlace **Forgot your Username and Password**, luego digite su dirección de correo electrónico y una nueva contraseña será enviada a su correo en unos momentos.

# Nuevo Registro de Cuenta

App Store 5:50 PM 73%



## Register New Account

Username\*

First Name\*

Last Name\*


Company\*

Phone\*

Email\*

[Request New](#)

Si es un nuevo en LOAMS puede solicitar una nueva cuenta haciendo clic en el enlace **Request New Account** y llenar las cajas. Tenga en cuenta que puede tomar hasta 48 horas para activar su nueva cuenta.



# Notificaciones

Sample Inbox

Search Sample Inbox

Nov 23, 2016

A

211852 - COOLING SYST...  
Peterbilt 320  
Waste Management, S03187 ...

Nov 23 2016

B

414879 - HYDRAULIC  
Peterbilt 365  
Waste Management, S03826...

Nov 23 2016

A

414879 - TRANS-AUTO  
Peterbilt 365  
Waste Management, S03826...

Nov 23 2016

C

WL130873 - REAR DIFFE...  
--  
Republic Waste, 4575 - Midt...

Nov 23 2016

C

WL130873 - FRONT DIFF...  
--  
Republic Waste, 4575 - Midt...

Nov 23 2016

A

200215 - HYDRAULIC  
Autocar WX64  
WCN, C 6091 PWS HLG Tim...

Nov 23 2016

SAMPLES

SUPPORT

SETTING

8:20 AM

Sample Details

SAMPLE

Status:

Condition:

Lab No.:

Sample Date:

Company Name:

Worksite:

Reference:

Unit ID:

Model:

Component Model:

Serial Number:

Oil Brand:

Oil Grade:

MAINTENANCE

Reported On:

"LabCheck On The Go"  
Would Like to Send You  
Notifications

Notifications may include alerts,  
sounds, and icon badges. These can  
be configured in Settings.

Don't Allow

OK

Cuando se le solicite, pulse **Allow**  
para permitir que Labcheck le  
envíe avisos y notificaciones  
cuando las muestras se finalicen  
en el laboratorio.

# Bandeja de Entrada de Muestras

Sample Inbox

Search Sample Inbox

Dec 26, 2012

A

2401 - ENGINE  
Autocar WX SERIES  
Abc Waste Collection, Edinb...

Dec 26 2012

Jul 22, 2010

A

2401 - ENGINE  
Autocar WX SERIES  
Abc Waste Collection, Edinb...

Jul 22 2010

A

3201 - ENGINE  
Not Specified Unknown/U...  
Abc Waste Collection, Edinb...

Jul 22 2010

Apr 19, 2010

B

11134 - ENGINE  
Abc Waste Collection, Edinb...

Apr 19 2010

Mar 16, 2010

B

11134 - ENGINE  
Abc Waste Collection, Edinb...

Mar 16 2010

SAMPLES

SUPPORT

SETTING

9:20 AM

Sample Details

SAMPLE

Status:

Condition:

Lab No.:

Sample Date:

Company Name:

Customer Worksite:

PO Reference:

COMPONENT

MA

Rep

Tan pronto ingrese usted verá su Bandeja de Entrada. Sus muestras más recientes aparecerán arriba. El punto verde significa que la muestra no ha sido vista aún. Puede buscar una muestra escribiendo en la caja de búsqueda superior. Pulse el engranaje superior derecho para organizar su bandeja de entrada. Pulse en una muestra para ver la pantalla de detalles.

# Organizando su Bandeja de Entrada

Sample Inbox

FILTERS

Clear Filter

SORT BY

Sample Date

Severity

Unit ID

Component Type

Customer Worksite

DATE RANGE

Last 5 Days

SAMPLES

SUPPORT

SETTING

9:20 AM

Sample Details

SAMPLE

Status:

Condition:

Lab No.:

Sample Date:

Company Name:

Customer Worksite:

PO Reference:

COMPONENT

Unit ID:

Unit Model:

Component Type:

Elija un filtro para su búsqueda –

*Nota: los filtros pueden ser creados únicamente en la versión de escritorio de Labcheck, y algunos de ellos no funcionan la versión móvil de Labcheck.*

Usted puede organizar la bandeja de entrada pulsando en Sample Date, Severity, Unit ID, Component Type, o Customer Worksite, o por rango de fechas.



# Detalles de la Muestra

Sample Inbox

1

Dec 26, 2012

A

2401 - ENGINE  
Autocar WX SERIES  
Abc Waste Collection, Edinb...

Dec 26 2012

Jul 22, 2010

A

2401 - ENGINE  
Autocar WX SERIES  
Abc Waste Collection, Edinb...

Jul 22 2010

●

A

3201 - ENGINE  
Not Specified Unknown/U...

Jul 22 2010

Apr 19, 2010

●

B

11134 - ENGINE  
Abc Waste Collection, Edinb...

Apr 19 2010

9:21 AM

56%

Sample Details

PDF

SAMPLE

Status: A

Condition: -

Lab No.: HOU201007214191

Sample Date:

Company Name: Abc Waste Collection

Customer Worksite: Edinburg, TX

PO Reference:

COMPONENT

Unit ID: 2401

Unit Model: Autocar WX SERIES

Component Type: ENGINE

Component Model: Autocar

Serial Number:


Oil Brand:

Oil Grade: 15W40

Oil Manufacturer: CASTROL

10

COMPONENT & LUBRICANT CONDITIONS ARE ACCEPTABLE. RESAMPLE interval.

La pantalla **Sample Details** le permite ver detalles del reporte de la muestra. Pulse el ícono  en la esquina superior derecha de su pantalla para abrir la versión en PDF de su reporte.

# Abriendo el reporte en PDF

iPad 9:22 AM 56%

**Sample Inbox** 

1 

**Sample Details** 

SAMPLE

Dec 26, 2012

**A** 2401 - ENGINE  
Autocar WX SERIES  
Dec 26 2012  
Abc Waste Collection, Edinb...

Jul 22, 2010

**A** 2401 - ENGINE  
Autocar WX SERIES  
Jul 22 2010  
Abc Waste Collection, Edinb...

**A** 3201 - ENGINE  
Not Specified Unknown/U..  
Jul 22 2010  
Abc Waste Collection, Edinb...

Apr 19, 2010

**B** 11134 - ENGINE  
Apr 19 2010  
Abc Waste Collection, Edinb...

Mar 16, 2010

**B** 11134 - ENGIN  
Mar 16  
Abc Waste Coll

 SAMPLES  SUPPORT

 **AirDrop.** Share instantly with people nearby. If they turn on AirDrop from Control Center on iOS or from Finder on the Mac, you'll see their names here. Just tap to share.

 Message  Mail  Add to Notes  Copy to iBooks

 Copy  Print  More

HOU201007214191

Abc Waste Collection  
Edinburg, TX

2401  
Autocar WX SERIES  
ENGINE  
Autocar  
15W40

La aplicación Labcheck le permite abrir el PDF de diferentes maneras dependiendo de cuáles aplicaciones usted tenga instaladas en su iPad. También cuenta con la habilidad de enviar los reportes por texto o correo desde su iPad. Pulse **Import with iBooks** para abrir el PDF del reporte.

# Actividad de la Muestra

iPad 9:22 AM 56%

**Sample Inbox**

1

Dec 26, 2012

**A** 2401 - ENGINE  
Autocar WX SERIES  
Dec 26 2012  
Abc Waste Collection, Edinb...

Jul 22, 2010

**A** 2401 - ENGINE  
Autocar WX SERIES  
Jul 22 2010  
Abc Waste Collection, Edinb...

**A** 3201 - ENGINE  
Not Specified Unknown/U...  
Jul 22 2010  
Abc Waste Collection, Edinb...

**Sample Details**

Lab No.: HQ0201007214191

Sample Date:

Company Name: Abc Waste Collection

Customer Worksite: Edinburg, TX

PO Reference:

**COMPONENT**

Unit ID: 2401

Unit Model: Autocar WX SERIES

Component Type: ENGINE

Component Model: Autocar


Serial Number:


Oil Brand:

Oil Grade: 15W40

Oil Manufacturer: CASTROL



La parte inferior de la pantalla **Sample details** le permite añadir acciones y comentarios a la muestra.

 El ícono del relámpago le permite asignar una Acción a la muestra.

 El ícono de conversación le permite agregar comentarios a su muestra.

2010

COMPONENT & LUBRICANT CONDITIONS ARE ACCEPTABLE. RESAMPLE interval.

# Asignar Acciones a la Muestra

iPad 9:22 AM 56%

Sample Inbox

1

Dec 26, 2012

**A** 2401 - ENGINE  
Autocar WX SERIES  
Dec 26 2012 Abc Waste Collection, Edinb...

< Back

Sample HOU201007214191: Add Action

Assign To\*

Type to find users...

Status\*

Asignar una acción a la muestra le permite asignar tareas de mantenimiento o de seguimiento a los resultados de sus muestras.

1. Escriba primero, en **Assign to**, la dirección de correo a la que le quiere asignar esta acción
2. Despliegue el menú **Status** para asignar un estatus.
3. Ingrese comentarios adicionales
4. Cuando termine haga clic en **Save** y un correo será enviado a la persona que usted seleccionó para recibir la tarea.

n

ts\*

der Number

g Savings

Save Cancel

# Comentarios de la Muestra

IPad

Sample Inbox

1

Dec 26, 2012

A

Dec 26 2012

2401 - ENGINE  
Autocar WX SERIES  
Abc Waste Collection, Edinb...

>

Jul 22, 2010

A

Jul 22 2010

2401 - ENGINE  
Autocar WX SERIES  
Abc Waste Collection, Edinb...

>

●

A

Jul 22 2010

3201 - ENGINE  
Not Specified Unknown/U...  
Abc Waste Collection, Edinb...

>

Apr 19, 2010

●

B

Apr 19 2010

11134 - ENGINE  
Abc Waste Collection, Edinb...

>

Mar 16, 2010

●

B

Mar 16

11134 - ENGINE  
Abc Waste Collection, Edinb...

>

SAMPLES

SUPPORT

SETTING

9:34 AM

58%

< Back

Sample HOU201007214191: Add Comment

Enter Comment

Example.

Save

Cancel

**Enter Comment** le permite ingresar un comentario en la muestra y guardarlo con un simple clic. Este comentario aparecerá en la pantalla de **Sample details** de la aplicación.





Pulse **Settings** para crear sus notificaciones. Para configurar el envío de notificaciones deslice su dedo para que el botón se vuelva verde.

Usted puede escoger la frecuencia con la cual quiere recibir las notificaciones seleccionando **Sample Severity** del menú desplegable.

*Nota: Cambiar los ajustes en la aplicación NO cambia la configuración en la versión escritorio ni la configuración de su correo electrónico.*



**LABCHECK SOPORTE TÉCNICO:**

Tel: **1.866.522.2432**

correo:

**[LabcheckSupport@AnalystsInc.com](mailto:LabcheckSupport@AnalystsInc.com)**

**[www.labcheckonline.net](http://www.labcheckonline.net)**

**[www.labcheckresources.com](http://www.labcheckresources.com)**