



GUÍA DE INICIO RÁPIDO

FILTROS - AVANZADO

Aprende a:

1. Utilizar filtros y su funcionalidad
2. Cómo crear un filtro en las pestañas Muestras, Equipos y Etiquetas
3. Eliminar filtros

EXPLICACIÓN DEL FILTRO

Los filtros son un conjunto de criterios de búsqueda específicos guardados, denominados "propiedades", que permiten a los usuarios limitar la información que se muestra en las distintas pestañas del portal Labcheck. En función de las condiciones de filtrado que se apliquen, los datos se mostrarán en consecuencia.

Los filtros están diseñados para ahorrar tiempo a la hora de buscar informes de muestra y equipos o de crear etiquetas o informes de gestión.

Los filtros son aplicables a las pestañas MUESTRAS, EQUIPOS, ETIQUETAS, INFORMES y DISTRIBUCIÓN.

PROPIEDADES DEL FILTRO

Las Propiedades del filtro son los campos de datos en los que usted elige aplicar su filtro. Dependiendo de la pestaña en la que se encuentre, se aplicarán las propiedades de filtro correspondientes.

La siguiente tabla explica qué propiedades son aplicables en cada pestaña.

MUESTRAS	EQUIPO	ETIQUETAS	INFORMES
Nombre del cliente	Lugar de trabajo del cliente	Componente	Lugar de trabajo del cliente
Lugar de trabajo del cliente	Unidad ID	Unidad ID	Intervalo de fechas
Ciudad / Estado / Código postal	Fabricante de la unidad	Lugar de trabajo del cliente	
Unidad ID	Modelo de unidad	Número de seguimiento	
Unidad Lugar de trabajo	Componente	Estado	
Marca de la unidad			
Modelo de unidad			
Tipo de componente			
Componente Marca			
Modelo de componentes			
Componente			
Número de referencia			
Condición de la muestra			
Fabricante de aceite			
Marca de aceite			
Grado de aceite			

OPERADORES DE FILTRADO

Es igual a

Sólo mostrará los resultados que coincidan con el valor exacto introducido para la propiedad dada

No es
igual


Sólo mostrará los resultados que no coincidan con el valor exacto introducido para la propiedad dada

Empieza por

Sólo mostrará los resultados que empiecen por el valor introducido para la propiedad dada


Contiene

Sólo mostrará los resultados que contengan el valor introducido para la propiedad dada



VALORES DE FILTRADO

El campo Valor debe rellenarse en función de la Propiedad y el Operador seleccionados. Por ejemplo, si está buscando informes, pero sólo quiere ver informes de motores, seleccionaría 'Componente' como propiedad. En el campo Operador, seleccionaría 'Iguales' porque conoce el componente exacto que está buscando. Por último, en el campo de valor, introduciría "Motor". En este ejemplo, se mostrarían todos los motores.



FILTROS EN LA PESTAÑA DE MUESTRAS

Castrol
LABCHECK
Featuring Labcheck Intelligence

¿Necesita ayuda? Search OCM Labcheck Account

INICIO ACCIONES MUESTRAS ETIQUETAS EQUIPO ANALÍTICA INFORMES DISTRIBUCIÓN ADMINISTRACIÓN PREFERENCIAS

+ Add Filter

DATE RANGE Últimos 90 ... PROGRAMA Todo MARCA SAMPLES

OPCIONES DE IMPRESIÓN - Select - EXPORT XLS INFORME(S) IMPRESO(S)

NÚMERO LAB	GRAVEDAD	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	CLIENTE	LUGAR DE TRABAJO	COMPONENTE	FABRICANTE DE COMPONENTE	MODELO DE COMPONENTES	SERIE DE
202509222155	B	BP CASTROL	BP CASTROL	Acme Demo	Worksite 2	ENGINE	Heil	REL	
202509222156	B	BP CASTROL	BP CASTROL	Acme Demo	Worksite 2	ENGINE	Heil	REL	
202509222154	B	BP CASTROL	BP CASTROL	Acme Demo	Worksite 2	ENGINE	Heil	REL	
202509222153	B	BP CASTROL	BP CASTROL	Acme Demo	Worksite 2	ENGINE	Heil	REL	
202509222152	B	BP CASTROL	BP CASTROL	Acme Demo	Worksite 2	ENGINE	Heil	REL	
202509222145	B	BP CASTROL	BP CASTROL	Acme Demo	Worksite 2	RIGHT FRONT FINAL DRIVE	Caterpillar	730	3T30107
202509222143	B	BP CASTROL	BP CASTROL	Acme Demo	Worksite 2	RIGHT FRONT FINAL DRIVE	Caterpillar	730	3T30107
202509222144	B	BP CASTROL	BP CASTROL	Acme Demo	Worksite 2	RIGHT FRONT FINAL DRIVE	Caterpillar	730	3T30107
202509222148	B	BP CASTROL	BP CASTROL	Acme Demo	Worksite 2	RIGHT FRONT FINAL DRIVE	Caterpillar	730	3T30107
202509222147	B	BP CASTROL	BP CASTROL	Acme Demo	Worksite 2	RIGHT FRONT FINAL DRIVE	Caterpillar	730	3T30107

Showing 10 rows 1 of 2

Para acceder a un filtro en la pestaña **MUESTRAS**, haga clic en el icono del filtro y seleccione "Seleccionar filtro existente". Resalte y haga clic en el filtro deseado.

FILTROS EN LA PESTAÑA DE MUESTRAS

INICIO ACCIONES MUESTRAS ETIQUETAS EQUIPO ANALÍTICA INFORMES DISTRIBUCIÓN ADMINISTRACIÓN PREFERENCIAS

Component equals ENGINE X

+ Add Filter

DATE RANGE Últimos 90 ...

PROGRAMA Todo

MARCA SAMPLES

OPCIONES DE IMPRESIÓN

☐	NÚMERO LAB	GRAVEDAD	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	CLIENTE	LUGAR DE TRABAJO	COMPONENTE
		- Select -					
☐	202509222155	B	BP CASTROL	BP CASTROL	Acme Demo	Worksite 2	ENGINE
☐	202509222156	B	BP CASTROL	BP CASTROL	Acme Demo	Worksite 2	ENGINE
☐	202509222154	B	BP CASTROL	BP CASTROL	Acme Demo	Worksite 2	ENGINE
☐	202509222153	B	BP CASTROL	BP CASTROL	Acme Demo	Worksite 2	ENGINE
☐	202509222152	B	BP CASTROL	BP CASTROL	Acme Demo	Worksite 2	ENGINE

Los resultados de la búsqueda se actualizarán y las propiedades del filtro aparecerán en la parte superior de la página.

FILTROS EN LA PESTAÑA DE MUESTRAS

INICIO ACCIONES MUESTRAS ETIQUETAS EQUIPO ANALÍTICA INFORMES DISTRIBUCIÓN ADMINISTRACIÓN PREFERENCIAS

Component equals ENGINE X

+ Add Filter

Component

Equals

ENGINE

APPLY

Todo

MARCA SAMPLES

OPCION

	FECHA DE VENTAJA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	CLIENTE	LUGAR DE TRABAJO	COMPONENTE
☐	202509222155	BP CASTROL	BP CASTROL	Acme Demo	Worksite 2	ENGINE
☐	202509222156	BP CASTROL	BP CASTROL	Acme Demo	Worksite 2	ENGINE
☐	202509222154	BP CASTROL	BP CASTROL	Acme Demo	Worksite 2	ENGINE
☐	202509222153	BP CASTROL	BP CASTROL	Acme Demo	Worksite 2	ENGINE
☐	202509222152	BP CASTROL	BP CASTROL	Acme Demo	Worksite 2	ENGINE

Para crear un filtro en la pestaña **MUESTRAS**, seleccione el botón **+Añadir filtro** y añada las propiedades de su filtro.

FILTROS EN LA PESTAÑA DE MUESTRAS

INICIO ACCIONES MUESTRAS ETIQUETAS EQUIPO ANALÍTICA INFORMES DISTRIBUCIÓN ADMINISTRACIÓN PREFERENCIAS

Component equals ENGINE X

Customer equals ACME DEMO X

+ Add Filter

Customer

Equals

ACME DEMO

APPLY

DATE RANGE Último

SAMPLES V

☐	NÚMERO LAB		PROGRAMA	SUBPROGRAMA	CLIENTE	LUGAR DE TRAB
☐	202509222155	B	BP CASTROL	BP CASTROL	Acme Demo	Worksite 2
☐	202509222156	B	BP CASTROL	BP CASTROL	Acme Demo	Worksite 2
☐	202509222154	B	BP CASTROL	BP CASTROL	Acme Demo	Worksite 2
☐	202509222153	B	BP CASTROL	BP CASTROL	Acme Demo	Worksite 2
☐	202509222152	B	BP CASTROL	BP CASTROL	Acme Demo	Worksite 2

Seleccione el botón **+Añadir filtro** para añadir todas las propiedades de filtro deseadas.

FILTROS EN LA PESTAÑA DE MUESTRAS

 [¿Necesita ayuda?](#)

INICIO ACCIONES MUESTRAS ETIQUETAS EQUIPO ANALÍTICA INFORMES DISTRIBUCIÓN ADMINISTRACIÓN PREFERENCIAS

Component equals ENGINE X Customer equals ACME DEMO X + Add Filter

DATE RANGE Últimos 90 ... PROGRAMA Todo MARCA SAMPLES OPCIONES DE IMPRESIÓN - Select -

☐	NÚMERO LAB	GRAVEDAD	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	CLIENTE	LUGAR DE TRABAJO	COMPONENTE	FABRICANTE DE COM	SERIE
☐	202509222155	B	BP CASTROL	BP CASTROL	Acme Demo	Worksite 2	ENGINE	Heil	REL
☐	202509222156	B	BP CASTROL	BP CASTROL	Acme Demo	Worksite 2	ENGINE	Heil	REL
☐	202509222154	B	BP CASTROL	BP CASTROL	Acme Demo	Worksite 2	ENGINE	Heil	REL
☐	202509222153	B	BP CASTROL	BP CASTROL	Acme Demo	Worksite 2	ENGINE	Heil	REL
☐	202509222152	B	BP CASTROL	BP CASTROL	Acme Demo	Worksite 2	ENGINE	Heil	REL

Filter Options

- Clear All
- Save Filter
- Engine Acme Demo 
- Combine Conditions
- Select Existing Filter
- Delete Filter

Para guardar las propiedades del filtro, haz clic en el icono **del filtro** y selecciona "Guardar filtro".
Introduzca el nombre del filtro y pulse el botón .

FILTROS EN LA PESTAÑA DE MUESTRAS

¿Necesita ayuda ?

Filter Options

- Clear All
- Save Filter
- Filter was saved successfully
- Engine Acme Demo ✓
- Combine Conditions
- Select Existing Filter
- Delete Filter

Presión - Select -

FABRICANTE DE COM

Heil	REL
Heil	REL
Heil	
Heil	
Heil	

SERIE DI

Para eliminar el filtro, seleccione la "x" al final de cada propiedad de filtro o simplemente haga clic en el icono **del filtro** y seleccione "Borrar todo".

FILTROS EN LA PESTAÑA EQUIPOS

¿Necesita ayuda ?

Filter Options

- Clear All
- Save Filter
- Engine Acme Demo ✓
- Combine Conditions
- Select Existing Filter
- Engine Acme Demo
- Cat Engines
- Cat Engines with Worksite
- componente del motor

OPCIONES DE IMPRESIÓN - Select -

COMPONENTE	FABRICANTE DE COM
ENGINE	Heil
ENGINE	Heil
ENGINE	
ENGINE	
ENGINE	

SERIE

Para acceder a un filtro en BUSCAR EQUIPO. Haga clic en el icono del filtro y seleccione "Seleccionar filtro existente". Resalte y haga clic en el filtro deseado.

FILTROS EN LA PESTAÑA EQUIPOS

INICIO ACCIONES MUESTRAS ETIQUETAS EQUIPO ANALÍTICA INFORMES DISTRIBUCIÓN ADMINISTRACIÓN PREFERENCIAS

Equipment

[Equipment](#) / Find Equipment

Worksite equals Worksite 2 ✕

+ Add Filter

SUBMIT SAMPLES

UPLOAD EQUIPMENT

SHOW Activo ▾

☐	UNIT ID	CUSTOMER	WORKSITE	UNIT MANUFACTURER	UNIT MODEL
☐	1-13	Acme Demo	Worksite 2	Caterpillar	D8R
☐	1-13	Acme Demo			D8R
☐	1-13	Acme Demo			D8R
☐	1-13	Acme Demo			D8R
☐	1-13	Acme Demo			D8R
☐	1-13	Acme Demo	Worksite 2	Caterpillar	D8R
☐	1-13	Acme Demo	Worksite 2	Caterpillar	D8R

Los resultados de la búsqueda se actualizarán y las propiedades del filtro aparecerán en la parte superior de la página.

FILTROS EN LA PESTAÑA EQUIPOS

INICIO ACCIONES MUESTRAS ETIQUETAS EQUIPO ANALÍTICA INFORMES DISTRIBUCIÓN ADMINISTRACIÓN PREFERENCIAS

Equipment

Equipment / Find Equipment

[+ Add Filter](#)

Component

Equals

engine

APPLY

SHOW Activo ▾

	CUSTOMER	WORKSITE	UNIT MANUFACTURER	UNIT MODEL	
☐	1-13	Acme Demo	Worksite 2	Caterpillar	D8R
☐	1-13	Acme Demo	Worksite 2	Caterpillar	D8R
☐	1-13	Acme Demo	Worksite 2	Caterpillar	D8R
☐	1-13	Acme Demo	Worksite 2	Caterpillar	D8R
☐	1-13	Acme Demo			
☐	1-13	Acme Demo			
☐	1-13	Acme Demo			
☐	1-13	Acme Demo			
☐	1105/FONTINALIS/AUX	ACME Demo			

Para crear un filtro en BUSCAR EQUIPO, seleccione el botón **+Añadir filtro** y añada las propiedades de su filtro.

FILTROS EN LA PESTAÑA EQUIPOS

INICIO ACCIONES MUESTRAS ETIQUETAS EQUIPO ANALÍTICA INFORMES DISTRIBUCIÓN ADMINISTRACIÓN PREFERENCIAS

Equipment

Equipment / Find Equipment

Component equals Engine x

+ Add Filter

Unit Manufacturer

Equals

Caterpillar

APPLY

EXPORT EXCEL



CUSTOMER	UNIT ID	UNIT MANUFACTURER	UNIT MODEL	COMPONENT	UNIT SERIAL
☐ Acme Demo Worksite 2	1-10	Caterpillar	D6K LGP	ENGINE	
☐ Acme Demo Worksite 2	1-10_LORI	Caterpillar	D6K LGP	ENGINE	SN123456
☐ Acme Demo Worksite 2	1-13	Caterpillar	D8R	ENGINE	
☐ ACME Demo Houston , TX	1111	Allmand Brothers	E0D302M	ENGINE	
☐ ACME Demo Houston , TX	123654	Komatsu	PC650	ENGINE	
☐ ACME Demo Houston , TX	2	Airman	SDG65S	ENGINE	
☐ Acme Demo Worksite 2	2-15	Caterpillar	330DL	ENGINE	
☐ Acme Demo Worksite 3	210055	Mack	MRU613	ENGINE	1M2AV02C7
☐ Acme Demo Worksite 3	210055A				1M2AV02C7
☐ Acme Demo Worksite 3	210355				1M2AV02C9

Showing 20 rows

Seleccione el botón **+Añadir filtro** para añadir todas las propiedades de filtro deseadas.

FILTROS EN LA PESTAÑA EQUIPOS

INICIO ACCIONES MUESTRAS ETIQUETAS EQUIPO ANALÍTICA INFORMES DISTRIBUCIÓN ADMINISTRACIÓN PREFERENCIAS

Equipment

Equipment / Find Equipment

Component equals Engine x

Unit Manufacturer equals Caterpillar x

+ Add Filter

SUBMIT SAMPLES

UPLOAD EQUIPMENT

SHOW

Active

	CUSTOMER	WORKSITE	UNIT ID	UNIT MANUFACTURER	UNIT MODEL	
☐	Acme Demo	Worksite 2	1-10	Caterpillar	D6K LGP	ENGINE
☐	Acme Demo	Worksite 2	1-10_LORI	Caterpillar	D6K LGP	ENGINE SN123456
☐	Acme Demo	Worksite 2	1-13	Caterpillar	D8R	ENGINE
☐	Acme Demo	Worksite 2	2-15	Caterpillar	330DL	ENGINE
☐	Acme Demo	Worksite 2	Demo Industrial Unit #1	Caterpillar	CP563C	ENGINE 987
☐	Acme Demo	Worksite 2	Demo Industrial Unit #2	Caterpillar	CP563C	ENGINE 9876
☐	Acme Demo	Worksite 2	Demo Industrial Unit #4	Caterpillar	836G	ENGINE 123
☐	ACME Demo	Houston, TX	Demo Mobile Unit	Caterpillar	740B	ENGINE 123456
☐	Acme Demo	Worksite 3	Demo Mobile Unit			1234567
☐	Acme Demo	Worksite 1	Unit #1			123

Showing 20 rows

1 of 1 << < > >>

Clear All

Save Filter

Filter was saved successfully

Caterpillar Engines

Combine Conditions

Select Existing Filter

Delete Filter

Para guardar las propiedades del filtro, haz clic en el icono del filtro y selecciona "Guardar filtro".

Introduzca el nombre del filtro y pulse el botón.

FILTROS EN LA PESTAÑA EQUIPOS

INICIO ACCIONES MUESTRAS ETIQUETAS EQUIPO ANALÍTICA INFORMES DISTRIBUCIÓN ADMINISTRACIÓN PREFERENCIAS

Equipment

Equipment / Find Equipment

Component equals Engine

Unit Manufacturer equals Caterpillar

+ Add Filter

SUBMIT SAMPLES

UPLOAD EQUIPMENT

SHOW

Active

	CUSTOMER	WORKSITE	UNIT ID	UNIT MANUFACTURER	UNIT MODEL	COMPONENT	UNIT SERIAL
☐	Acme Demo	Worksite 2	1-10	Caterpillar	D6K LGP	ENGINE	
☐	Acme Demo	Worksite 2	1-10_LORI	Caterpillar	D6K LGP	ENGINE	SN123456
☐	Acme Demo	Worksite 2	1-13	Caterpillar	D8R	ENGINE	
☐	Acme Demo	Worksite 2	2-15	Caterpillar	330DL	ENGINE	
☐	Acme Demo	Worksite 2	Demo Industrial Unit #1	Caterpillar	CP563C	ENGINE	987
☐	Acme Demo	Worksite 2	Demo Industrial Unit #2	Caterpillar	CP563C	ENGINE	9876
☐	Acme Demo	Worksite 2	Demo Industrial Unit #4	Caterpillar	836G	ENGINE	123
☐	ACME Demo	Houston , TX	Demo Mobile Unit	Caterpillar	740B	ENGINE	123456
☐	Acme Demo	Worksite 3	Demo Mobile Unit				1234567
☐	Acme Demo	Worksite 1	Unit #1				123

Showing 20 rows

Clear All
Save Filter
Combine Conditions
Select Existing Filter
Delete Filter

Para eliminar el filtro, seleccione la "X" al final de cada propiedad del filtro o simplemente haga clic en el icono del filtro y seleccione "Borrar todo".

FILTROS EN LA PESTAÑA ETIQUETAS

Equipment

Equipment / Find Equipment

+ Add Filter

SUBMIT SAMPLES

UPLOAD EQUIPMENT

SHOW

Activo

☐	UNIT ID	CUSTOMER	WORKSITE	UNIT MANUFACTURER	UNIT MODEL	UNIT SERIAL	COMPONENT	COMP MANUFACTURER	COMPONENT NAME
☐	1-13	Acme Demo	Worksite 2	Caterpillar	D8R		COOLING SYSTEM	Caterpillar	
☐	1-13	Acme Demo	Worksite 2	Caterpillar	D8R		ENGINE	Caterpillar	
☐	1-13	Acme Demo	Worksite 2	Caterpillar	D8R		RIGHT FINAL DRIVE	Caterpillar	RIGHT
☐	1-13	Acme Demo	Worksite 2	Caterpillar	D8R		LEFT FINAL DRIVE	Caterpillar	LEFT

Filter Options

Clear All

Save Filter

Combine Conditions

Select Existing Filter

Delete Filter

Para acceder a un filtro en **ETIQUETAS - Historial**, haga clic en el icono de **filtro** y seleccione "Seleccionar filtro existente". Resalte y haga clic en el filtro deseado.

FILTROS EN LA PESTAÑA ETIQUETAS

INICIO ACCIONES MUESTRAS ETIQUETAS EQUIPO ANALÍTICA INFORMES DISTRIBUCIÓN ADMINISTRACIÓN PREFERENCIAS

Equipment

[Equipment](#) / [Find Equipment](#)

ID de la unidad equals 1111 X

+ Add Filter

SUBMIT SAMPLES

UPLOAD EQUIPMENT

SHOW

Activo ▼

☐	UNIT ID	CUSTOMER	WORKSITE	UNIT MANUFACTURER	UNIT MODEL
☐	1111	ACME Demo	Houston, TX	Allmand Brothers	F0D302M
☐	1111	ACME Demo			
☐	1111	ACME Demo			

Los resultados de la búsqueda se actualizarán y las propiedades del filtro aparecerán en la parte superior de la página.

FILTROS EN LA PESTAÑA ETIQUETAS

INICIO ACCIONES MUESTRAS **ETIQUETAS** EQUIPO ANALÍTICA INFORMES DISTRIBUCIÓN ADMINISTRACIÓN PREFERENCIAS

Hechicero

Historia

+ Add Filter

Submitted Status

×

- ☐ En tránsito
- ☐ Cancelado
- ☒ Historia
- ☐ Íntegro
- ☐ Desconocido

APPLY

ED DATE

COMPANY NAME

SUBMITTED BY

STATUS

UNIT ID

ct -

2026

Acme Demo

OCM Labcheck Account

En tránsito

1-13

P202502015641

01/07/2026

ACME De

Seleccione el botón **+Añadir filtro** para añadir todas las propiedades de filtro deseadas.

FILTROS EN LA PESTAÑA ETIQUETAS

Castrol
LABCHECK
Featuring Labcheck Intelligence

¿Necesita ayuda ? Search OCM Labcheck Account

INICIO ACCIONES MUESTRAS ETIQUETAS EQUIPO ANALÍTICA INFORMES DISTRIBUCIÓN ADMINISTRACIÓN PREFERENCIAS

Hechicero Historia

Submitted Status in Historia X + Add I

EDIT DELETE

TRACING NUMBER CAMP

¿Necesita ayuda ? Search OCM Labcheck Account

STATUS REPORT


UNIT AGE AGE UN

Filter Options

- Clear All
- Save Filter
- Combine Conditions
- Select Existing Filter
- Delete Filter


Para guardar las propiedades del filtro, haz clic en el icono **del filtro** y selecciona "Guardar filtro".
Introduzca el nombre del filtro y pulse el botón .

FILTROS EN LA PESTAÑA ETIQUETAS



Para eliminar el filtro, seleccione la "x" al final de cada propiedad de filtro o simplemente haga clic en el icono **del filtro** y seleccione "Borrar todo".

BORRAR UN FILTRO



Para eliminar un filtro, haga clic en el icono del **filtro** y seleccione "Seleccionar filtro existente". Resalte el filtro y haga clic en "Eliminar filtro".

ELIMINAR UN FILTRO

INICIO ACCIONES MUESTRAS ETIQUETAS EQUIPO ANALÍTICA INFORMES DISTRIBUCIÓN ADMINISTRACIÓN PREFERENCIAS

Hechicero

Historia

+ Add Filter

EDIT

DELETE

☐	TRACKING NUMBER	SAMPLED DATE	COMPANY NAME	SUBMITTED BY	STATUS	UNIT ID
		Last 60 Da... ▼			- Select - ▼	
☐	E202601070476	Last 7 Days	Acme Demo	OCM Labcheck Account	En tránsito	1-13
☐	P202502015641	Last 30 Days	ACME Demo	OCM Labcheck Account	En tránsito	1111
		Last 60 Days				
		Last 90 Days				

Las propiedades del filtro se eliminarán de la página y el filtro se borrará de la lista de filtros existentes.



SERVICIO DE SOPORTE DE CASTROL LABCHECK:

Teléfono: 866-LABCHECK (522-2432)

Labchecksupport@bureauveritas.com

<https://www.labcheckresources.com/>

