



GUÍA DE INICIO RÁPIDO

WIDGETS

Más información:

1. Qué son los widgets y su funcionalidad
2. Cómo personalizar los widgets

WIDGETS EXPLICACIÓN

Los widgets son representaciones gráficas de sus datos que le ofrecen una visión general de su cuenta a un nivel superior. A continuación encontrará una lista de

widgets y una descripción de cada widget:

Mensajes

- Muestra tu mensaje de bienvenida y otros avisos importantes

Alertas


- Componentes pendientes de muestreo
- Eventos de mantenimiento de equipos
- Falta información sobre el equipo

Muestras recientes por gravedad

- Muestra una vista gráfica de los últimos muestras por gravedad

Muestra Estado

- Le permite conocer en todo momento el estado de sus muestras, ya estén en tránsito, en curso o finalizadas.



WIDGETS EXPLICACIÓN

Muestras de pistas

- Escriba su número de seguimiento para ver si se han recibido o completado las muestras enviadas recientemente

Ejemplo de giro


- Muestra el tiempo medio que tardan en llegar las muestras en tránsito a nuestras instalaciones y el tiempo medio que tarda nuestro laboratorio en completar las muestras.

Estado crítico

- Muestra una lista de las unidades y componentes actuales que presentan condiciones críticas.

Noticias

- Muestra las actualizaciones recientes realizadas en el sistema Labcheck



CONFIGURACIÓN DE WIDGETS

Castrol LABCHECK Featuring Labcheck Intelligence

¿Necesita ayuda? OCM Labcheck Account

INICIO ACCIONES MUESTRAS ETIQUETAS EQUIPO ANALÍTICA INFORMES DISTRIBUCIÓN ADMINISTRACIÓN PREFERENCIAS

Dashboard 

WELCOME WIDGET

elcome to Labcheck!

Need help with the Labcheck Program? Please visit the [Labcheck Training Resources](#) site for 24/7 access to recorded webinars, videos and quick-start training guides. You can always call the Labcheck Support Desk toll-free at 866-LABCHECK (522-2432) for help with a personal touch. Thank you.



SAMPLE STATUS

0 Samples
Año pasado

In Progress Complete In Transit

NEWS

COMBINACIÓN DE COMPONENTES 01/07/2026
OCM Labcheck Account Componente combinado ENGINE En el lugar Houston, TX en el componente ENGINE En el lugar Houston, TX

FUSIÓN DE UNIDADES 01/07/2026
OCM Labcheck Account Unidad fusionada Demo Industrial Unit #1 Copy 2 En el lugar Houston, TX into unit Demo Industrial Unit #1 Copy 1 En el lugar Houston, TX

ACTUALIZACIÓN DEL USUARIO 01/06/2026
BV Super User Usuario agregado ocmhp3 (OCM Labcheck Account) Para CUSTOMER Acme Demo Top Master

ALERTS

0 Alerts

ACTIONS

QUÉ HACER 0

EN CURSO 0

RECENT SAMPLES

11

En la pestaña **INICIO**, verás todos los widgets. Haz clic en el **icono de engranaje** para cambiar de visualización.

CONFIGURACIÓN DE WIDGETS

The screenshot shows the Castrol Labcheck dashboard configuration interface. The 'SHOW WIDGETS' panel is open, displaying a list of widgets with toggle switches. A red arrow points to the 'ALERTS' toggle, and another red arrow points to the 'SAVE' button at the bottom right of the panel. The background shows the dashboard with a 'WELCOME WIDGET' and a 'SAMPLE STATUS' widget.

Widget	Toggle
ACTIONS	☐
ALERTS	☒
CRITICAL CONDITION	☐
NEWS	☐
RECENT SAMPLES	☐
REPORTS	☐
SAMPLE STATUS	☐
SAMPLE TURNAROUND	☐
TRACK SAMPLES	☐
WELCOME WIDGET	☐

SAVE

Selecciona la opción de cada widget que quieras mostrar en tu pestaña de Inicio. Una vez realizada la selección, haga clic en el botón **GUARDAR**.

PERSONALIZACIÓN DE WIDGETS

The screenshot displays the Castrol Labcheck dashboard interface. At the top, there is a navigation bar with the following menu items: INICIO, ACCIONES, MUESTRAS, ETIQUETAS, EQUIPO, ANALÍTICA, INFORMES, DISTRIBUCIÓN, ADMINISTRACIÓN, and PREFERENCIAS. Below this, the 'Dashboard' section is visible, featuring a 'WELCOME WIDGET' with a message about training resources and a 'SAMPLE STATUS' widget. The 'SAMPLE STATUS' widget shows a pie chart titled 'Samples Año pasado' with a legend for 'In Progress', 'Complete', and 'In Transit'. A modal window titled 'SAMPLE STATUS SETTINGS' is open, allowing users to customize the widget. It includes two dropdown menus: 'Periodo del gráfico*' (set to 'Año Pasado') and 'Tipo de gráfico*' (set to 'Pie'). At the bottom of the modal are 'CANCEL' and 'OK' buttons. A red arrow points to the menu icon (three horizontal lines) in the top right corner of the 'SAMPLE STATUS' widget, which is used to open this settings modal.

Personaliza la información que aparece en el widget haciendo clic en el **icono de menú** que se encuentra en la esquina derecha de la mayoría de los widgets. Se abrirá una ventana emergente. Haz clic en el botón **Aceptar** para guardar los cambios.

ESTADO DE LAS MUESTRAS

Dashboard

WELCOME WIDGET

Need help with the Labcheck Program? Please visit the [Labcheck Training Resources](#) site for 24/7 access to recorded webinars, videos and quick-start training guides. You can always call the Labcheck Support Desk toll-free at 866-LABCHECK (522-2432) for help with a personal touch. Thank you.



SAMPLE STATUS



In Progress Complete In Transit

NEWS

COMBINACIÓN DE COMPONENTES 01/07/2026
OCM Labcheck Account Componente combinado ENGINE En el lugar Houston, TX en el componente ENGINE En el lugar Houston, TX

FUSIÓN DE UNIDADES 01/07/2026
OCM Labcheck Account Unidad fusionada Demo Industrial Unit #1 Copy 2 En el lugar Houston, TX into unit Demo Industrial Unit #1 Copy 1 En el lugar Houston, TX

ACTUALIZACIÓN DEL USUARIO 01/06/2026
BV Super User Usuario agregado ocmpb3 (OCM Labcheck Account) Para CUSTOMER Acme Demo Top Master

ALERTS

0
Alerts
Últimos 30 días

ACTIONS

QUÉ HACER 0

EN CURSO 0

RECENT SAMPLES

11
Samples
Año pasado

Los widgets **Estado de las muestras** y **Seguimiento de las muestras** sólo se utilizan para los clientes que utilizan el sistema de etiquetado en línea.
Consulte la guía de inicio rápido de las **etiquetas electrónicas** para obtener más información.

REORGANIZAR WIDGETS

Dashboard

WELCOME WIDGET

Welcome to Labcheck!

Need help with the Labcheck Program? Please visit the [Labcheck Training Resources](#) site for 24/7 access to recorded webinars, videos and quick-start training guides. You can always call the Labcheck Support Desk toll-free at 866-LABCHECK (522-2432) for help with a personal touch. Thank you.



ALERTS

0 Alerts
Últimos 30 días

● Componente atrasado para el muestreo ● Evento de Mantenimiento de Equipos
● Al equipo le falta información

SAMPLE STATUS

0 Samples
Año pasado

● In Progress ● Complete ● In Transit

ACTIONS

QUÉ HACER 0

EN CURSO 0

NEWS

COMBINACIÓN DE COMPONENTES 01/07/2026
[OCM Labcheck Account](#) Componente combinado ENGINE En el lugar Houston , TX en el componente ENGINE En el lugar Houston , TX

FUSIÓN DE UNIDADES 01/07/2026
[OCM Labcheck Account](#) Unidad fusionada Demo Industrial Unit #1 Copy 2 En el lugar Houston , TX into unit Demo Industrial Unit #1 Copy 1 En el lugar Houston , TX

ACTUALIZACIÓN DEL USUARIO 01/06/2026
[BV Super User](#) Usuario agregado ocmhp3 (OCM Labcheck Account) Para CUSTOMER Acme Demo Top Master

RECENT SAMPLES

11

Los widgets pueden reorganizarse arrastrándolos y soltándolos en la pantalla en el orden que mejor se adapte a tus necesidades.



SERVICIO DE SOPORTE DE CASTROL LABCHECK:

Teléfono: 866-LABCHECK (522-2432)

Labchecksupport@bureauveritas.com

<https://www.labcheckresources.com/>

